




- 01 | ARTHROSCOPY
- 02 | GYNECOLOGY
- 03 | LAPAROSCOPY
- 04 | ENT**
- 05 | THORACOSCOPY
- 06 | UROLOGY
- 07 | BRONCHOSCOPY
- 08 | PAEDIATRY
- 09 | SCOPE WITH
ANGLED EYEPIECE
- 10 | ACCESSORIES

OTOSCOPY

Die Otoskopie wird in der Regel von HNO-Medizinern durchgeführt und bezeichnet die Betrachtung des äußeren Gehörganges sowie des Trommelfells.


The otoscopy is performed usually by ENT physicians and describes the observation of the external auditory canal as well as the tympanic membrane.




Scale: 1:2
Maßstab: 1:2

Article number Artikelnummer	Ø Diameter Ø Durchmesser	Direction of View Blickrichtung	Working Length Nutzlänge
EO-0270.00.041	2,7 mm	0°	41 mm
EO-0270.30.041	2,7 mm	30°	41 mm
EO-0270.45.041	2,7 mm	45°	41 mm
EO-0270.70.041	2,7 mm	70°	41 mm
EO-0400.00.041	4,0 mm	0°	41 mm
EO-0400.30.041	4,0 mm	30°	41 mm
EO-0400.45.041	4,0 mm	45°	41 mm
EO-0400.70.041	4,0 mm	70°	41 mm

Available Directions of View Verfügbare Blickrichtungen

0° 

30° 

45° 

70° 

Note: Hinweis:

Almost all our endoscopes are available compatible to all popular manufacturers.

Nahezu alle unsere Endoskope können kompatibel zu allen gängigen Herstellern geliefert werden.